

» Campo Clínico SMS Estéril

- **Material:** SMS: Spunbond/ Meltblown / Spunbond, son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown (Soplado). Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. Sin embargo también se puede utilizar como una barrera contra otros elementos contaminantes como agua, líquidos, polvo, etc. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.
- **Presentación:** Empaque unitario en papel mixto grado médico, con fecha de elaboración, lote, fecha de vencimiento y método de esterilización.
- **Método de esterilización:** Óxido de etileno.
- **Unidad de empaque:** Depende de la dimensión del campo clínico
- **Vida útil:** 24 meses
- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco.
- **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

