## » Kit Línea Arterial Estéril




## Composición

- 1 Delantal cirujano XL
- 1 Toalla secado de manos 30x40 cm
- 2 Campos clínicos SMS 100 x100 cm
- 1 Campo clínico SMS 90x90 cm con fenestración 10x10 cm
- 5 Gasas 7,5 x 7,5 cm
- 2 Copela de aluminio
- 1 Hisopo

## Material

SMS: Spunbond/ Meltblown / Spunbond SMS Bilaminado con polietileno

- Gramaje: 40q
- Presentación: Empaque en papel mixto grado médico, con fecha de elaboración, lote, vencimiento y método de esterilización.
- Método de estilización: Óxido de etileno, 24 meses
- Unidades de Empaque: Caja con 10 unidades
- Vida útil: 24 meses
- Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco.
- Precausiones: Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vievra International Spa y se ofrece aratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implicita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Abril 2025



