

# » Paquete Cirugía Avastín Estéril

**Material:** SMS Spunbond, Meltblown, Spunbond son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown (Soplado). Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.


**Composición:**

- 1 Campo clínico SMS 100x100 cm con fenestración 6x6 cm
- 2 compresas 45 x 45 cm


**Presentación:** Unitaria en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses.

**Unidad de empaque:** 30 unidades.



Campo 100x100 cm



Compresas

