

# » Delantal Cirujano Estéril

- **Características:** Delantal envolvente, 4 tiras de amarre, cierre posterior velcro, puño de algodón y costuras termo selladas.
- **Material:** SMS: Spunbond / Meltblown / Spunbond, son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond extrucción ) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown (soplado). Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.
- **Talla:** XL
- **Presentación:** Empaque unitario mixto grado médico con fecha de elaboración, fecha de vencimiento, lote y método de esterilización.
- **Método de esterilización:** Óxido de etileno
- **Vida útil:** 36 meses
- **Unidad de empaque:** Caja con 40 unidades
- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco
- **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

