

# » Kit Cirugía Oftalmológica

• **Material:** SMS spunbond meltblown spunbond

• **Composición:**

- 1 Cubierta de mesa arsenalera bilaminada 100x100 cm
- 2 Delantal cirujano talla M
- 1 Delantal cirujano talla L
- 6 Toallas secado de manos
- 1 Adhesivo transparente 10x12 cm
- 1 Sábana oftalmológica 150x180 cm con área de incisión adhesiva, bolsa recolectora de fluidos y puente nasal
- 1 Funda de mesa mayo reforzada
- 2 Bolsa cubre faco con adhesivo 4 esquinas


• **Presentación:** Unitaria en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses.

• **Unidad de empaque:** Caja 10 unidades.

• **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco.

• **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra Internacional Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra Internacional no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Oct. 2024