

# » Kit Cirugía Dental Estéril



• **Material:** SMS Spunbond Meltblown Spunbond son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown. Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.


## Composición

- 1 Cubierta de mesa arsenalera SMS bilaminado 100x100 cm
- 1 Sábana Dental (capucha) 130x220 cm con perforación 7x11 cm con adhesivo en el contorno
- 1 Campo Clínico SMS 90x90 cm
- 2 Cubre cable 9x150 cm
- 3 Toallas secado de manos 30x40 cm
- 2 Delantal cirujano talla XL con toalla secado de manos
- 1 Campo clínico de envoltorio del kit

**Presentación:** Unitaria en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización

**Unidad de empaque:** Caja 10 unidades

**Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

Oct. 2024