

» Kit UPI Estéril

Kit compuesto por una escafandra y un par de cubre botas

• **Material:**

Escafandra: Polipropileno

Cubrebotas: SMS bilaminado

• **Presentación:** Empaque unitario en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, lote, fecha de vencimiento y método de esterilización.

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno

• **Vida útil:** 24 meses

• **Unidades de Empaque:** Caja con 50 unidades

• **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco

• **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.

