

# » Kit Oftalmológico MLC

• **Material:** SMS spunbond meltblown spunbond y SMS bilaminado

• **Composición:**

- 1 Cubierta de mesa arsenalera bilaminada 150x150 cm
- 1 Delantal cirujano SMS con toalla secado de mano 30x40 cm
- 1 Delantal cirujano SMS
- 1 Funda de mesa mayo reforzada 80x150 cm
- 1 Toallas secado de manos
- 1 Adhesivo transparente 10x12 cm
- 1 Sábana oftalmológica 150x180 cm con bolsa recolectora de fluidos y fenestración de 6 cm
- 1 bolsa plástica cubre faco


• **Presentación:** Unitaria en bolsa plástica tipo Tyvek con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.

• **Método de esterilización:** Óxido de etileno, 24 meses.



• **Unidad de empaque:** Caja 5 unidades.

• **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco.


• **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



Funda mesa mayo reforzada



Adhesivo



Toallas



Bolsa cubre faco



Cubierta de Mesa

