

» Paquete Cirugía Universal 4 Campos



Material: SMS Spunbond Meltblown Spunbond son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown. Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.

Composición

- 1 Cubierta de mesa arsenalera reforzada 150x220 cm
- 1 Bata quirúrgica talla L con toalla secado de manos envuelta
- 2 Toallas secado de manos 30x40 cm
- 2 Bata quirúrgica reforzada talla XL
- 1 Bolsa de sutura
- 1 Funda de mesa mayo reforzada 80x140 cm
- 4 Campos clínicos SMS 40x60 cm con adhesivo a los 60 cm
- 2 Sábana lateral SMS 140x190 cm reforzada (40x60 cm), con adhesivo a lo largo de los 190 cm
- 1 Sábana inferior SMS 190x190 cm reforzada (40x60 cm), con adhesivo a lo largo de los 190 cm y porta tubos
- 1 Sábana superior SMS 150x270 cm reforzada (40x60 cm) con adhesivo a lo largo de los 270 cm y porta tubos


Presentación: Unitaria en bolsa plástica, con fecha de elaboración, vencimiento y lote.

Unidad de empaque: Caja 4 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno. Vida útil: 24 meses

Condiciones de almacenamiento: Mantener en lugar fresco y seco

Precauciones: Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra Internacional Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra Internacional no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.