


# » Campo Clínico SMS 100x130 cm Estéril



TC08607SMSCAMGO3E11

ficha técnica

- **Material:** SMS: Spunbond/ Meltblown / Spunbond, son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown (Soplado). Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. Sin embargo también se puede utilizar como una barrera contra otros elementos contaminantes como agua, líquidos, polvo, etc. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.
- **Dimensión:** 100x130 cm
- **Presentación:** Empaque unitario en papel mixto grado médico, con fecha de elaboración, lote, fecha de vencimiento y método de esterilización.
- **Método de esterilización:** Óxido de etileno.
- **Unidad de empaque:** Caja con 100 unidades
- **Vida útil:** 24 meses
- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco.
- **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborado por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.