


# » Kit Delantal Cirujano Estéril



## TC90K152E06

- **Características:** Delantal envolvente, 4 tiras de amarre, cierre posterior velcro, puño de algodón y costuras termo selladas + Toalla secado de manos
- **Material:** SMS: Spunbond/ Meltblown / Spunbond, son 3 capas de polipropileno, dos de ellas fabricadas bajo el mismo proceso Spunbond (extrucción) y una capa (la intermedia) bajo el proceso Meltblown (Soplado). Su utilización primaria es formar una barrera bacteriológica en ropa médica. Sin embargo también se puede utilizar como una barrera contra otros elementos contaminantes como agua, líquidos, polvo, etc. El SMS es una barrera repelente a la mayoría de los líquidos, pero no es 100% impermeable.
- **Composición:** 1 delantal cirujano XL + 1 Toalla secado de mano 30x40 cm
- **Presentación:** Envase unitario en papel mixto grado médico con fecha de elaboración, vencimiento, lote y método de esterilización.
- **Método de esterilización:** Óxido de etileno,
- **Vida útil:** 24 meses
- **Unidad de empaque:** Caja con 30 unidades
- **Condiciones de almacenamiento:** Mantener en lugar fresco y seco
- **Precauciones:** Producto descartable de un solo uso. No utilizar si el envase se encuentra abierto o deteriorado.



La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International Spa y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.

